

## **EDVOCYCLER TERMOCICLADOR Ref.541**



### **Características:**

- Capacidad para 25 x 0.2 ml.i muestras de PCR.
- Fácil de utilizar.
- No requiere el uso de aceite ya que dispone de una tapa térmica con cierre hermético.
- Tiene programados todos los kits de PCR de EDVOTEK.
- Pantalla LCD con información del programa en vivo.
- Máquina independiente sin necesidad del uso de un PC.
- Rango de temperatura: 4°C - 99°C.
- Máxima Velocidad de rampa: 3°C / seg.
- Fabricada en USA.
- Dimensiones: 16 x 8,5 x 7 " .

El EdvoCycler™ es un máquina autónoma de PCR que es fácil de usar para su uso en laboratorios de educación. El bloque de del termociclador tiene espacio para un máximo de 25 muestras de reacciones de PCR y viene preprogramado con todos los protocolos de kits de PCR de Edvotek . Estos programas pueden ser modificados o eliminados, además hay memoria adicional para nuevos programas que quiera utilizar el usuario. La pantalla de LCD muestra todos los parámetros del programa de manera simultánea en una sola pantalla. Dispone de una tapa que se calienta y permite no tener que poner aceite en cada muestra para evitar la evaporación de la reacción de PCR. Dispone de una garantía de 2 años!